

抗Wbp2Nl ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q6Icg8

商品番号: CM0022564

前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用の抗WBP2NLウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。受精と減数分裂に関与する32 kDaのWBP2NL（PAWP）を検出します。製品コード：Q6ICG8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WBP2NL ウサギ pAb
別名	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	164684
遺伝子ID	164684
免疫原	ヒトWBP2NL（NP_689826.2）のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q6ICG8
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤同梱