


Wb、If/Icc、Elisa用抗Wbscr22ポリクローナル抗体 - O43709

商品番号: CM0030505



前書き

ヒトWBSCR22（rRNAメチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのWBSCR22（約32kDa）を検出します。リボソーム生合成およびクロマチン調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WBSCR22 ウサギ pAb
備考/別名	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSCR22; HASJ4442
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114049
GeneID	114049
免疫原	組換えタンパク質（ヒトWBSCR22（NP_059998.2）のアミノ酸1-281に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43709
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ