


## Wdhd1に対するポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O75717

商品番号: CM0013472



### 前書き

ウサギ由来のWDHD1に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのWDHD1（126 kDa）を認識します。WDHD1はレプリソームのコア因子であり、DNA複製研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                               |
|------------|---------------------------------|
| 製品名        | WDHD1 Rabbit pAb                |
| 備考／別名      | AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1 |
| 種          | ヒト                              |
| GeneID（ヒト） | 11169                           |
| GeneID     | 11169                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                        |
| 起源         | ウサギ                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                       |
| 適用用途       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA        |
| 交差反応性      | ヒト、ラット                          |
| SWISS      | O75717                          |
| タンパク質分子量   | 126kDa                          |
| 輸送方法       | 保冷剤梱包                           |