

WbおよびElisa用 抗Wdr1ポリクローナル抗体 - O75083

商品番号: CM0015758



前書き

ヒトWDR1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性WDR1（66 kDa）を検出します。アクチン細胞骨格ダイナミクスと細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR1 ウサギ pAb
備考/別名	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9948
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWDR1 (NP_059830.1) のアミノ酸300-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75083
タンパク質分子量	66kDa
配送	保冷バッグ