


WbおよびElisa用抗Wdr12ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzl7

商品番号: CM0017996



前書き

ヒトWDR12 (YTM1)

に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで実証済み。リボソーム生合成研究に最適で、約48 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR12 ウサギ pAb
備考/別名	YTM1; WDR12
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55759
遺伝子ID	55759
免疫原	ヒトWDR12 (NP_060726.3) のアミノ酸1~280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZL7
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包