

Wb、If/Icc、Elisa用抗Wdr45ポリクローナル抗体 - Q9Y484

商品番号: CM0026363



前書き

オートファゴソーム形成に関与する重要なオートファジータンパク質であるWDR45を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAへの使用に適しています。オートファジー研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR45 Rabbit pAb
別名	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11152
遺伝子ID	11152
免疫原	ヒトWDR45 (NP_001025067.1) のアミノ酸35～148番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y484
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	氷袋