


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Wdr46ポリクローナル抗体 - O15213

商品番号: CM0021692



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用として検証済みのWDR46ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム生成に参与する核小体足場タンパク質を標的とします。UniProt: O15213。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | WDR46 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名    | UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46                     |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 9277                                                   |
| 免疫原      | ヒトWDR46 (NP_005443.3) のアミノ酸421-610に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源      | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                               |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS    | O15213                                                 |
| タンパク質分子量 | 68kDa                                                  |
| 配送       | 氷袋                                                     |