


Anti-Wdr48 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

商品番号: CM0024744



前書き

脱ユビキチン化複合体およびDNA修復のレギュレーターであるWDR48を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-

P、ELISAに適しています。ユビキチン経路およびがん研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR48 Rabbit pAb
備考/別名	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57599
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAF3
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋