

Wb、Elisa用抗Wdr5ウサギモノクローナル抗体 - P61964

商品番号: CM0012242



前書き

ヒトWDR5を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。ヒトおよびラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR5ウサギmAb
備考／別名	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11091
遺伝子ID	11091
免疫原	合成ペプチド：ヒトWDR5 (NP_060058.1) のアミノ酸235～334内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P61964
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ