

Wb・Elisa用抗Wdr5ウサギポリクローナル抗体 - P61964

商品番号: CM0016985



前書き

ヒトWDR5（WDリピート含有タンパク質5）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットティングおよびELISAに適しています。クロマチン制御・エピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR5 Rabbit pAb
備考・別名	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11091
GeneID	11091
免疫原	ヒトWDR5（NP_438172.1）のアミノ酸1～334番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P61964
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋