

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Wdr6 ポリクローナル抗体 - Q9Nnw5

商品番号: CM0025461

前書き

ヒトWDR6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中の内因性WDR6を検出。tRNAメチル化とオートファジー調節に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR6 ウサギ pAb
備考/別名	Trm734; WDR6
種特異性	ヒト
ヒト遺伝子ID	11180
遺伝子ID	11180
免疫原	ヒトWDR6 (NP_060501.3) のアミノ酸800-1000に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主種	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NNW5
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	保冷バッグ