


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Wdr61 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzs3

商品番号: CM0018129



前書き

ヒトWDR61 (SKIC8/REC14) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA用。マウス、ラットと交差反応性あり。転写調節およびRNA分解に関与する34 kDaのPAF1/SKI複合体サブユニットを標的とする。エピジェネティクスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR61 ウサギ pAb
備考/別名	SKI8; REC14; WDR61
種	ヒト
遺伝子ID	80349
免疫原	ヒトWDR61 (NP_079510.1) のアミノ酸1-305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZS3
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ