


Anti-Wdr77 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bqa1

商品番号: CM0025958



前書き

ヒトWDR77を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。メチロソーム複合体およびアルギニンメチル化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR77 ラビット pAb
備考/別名	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79084
GeneID	79084
免疫原	ヒトWDR77 (NP_077007.1) のアミノ酸153-243に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQA1
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ