

Wb、Elisa用抗Wdr81ポリクローナル抗体 - Q562E7

商品番号: CM0013634

前書き

エンドソーム膜におけるPI3K活性のネガティブレギュレーターであるWDR81を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。エンドソーム輸送およびオートファジーの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR81 Rabbit pAb
備考/別名	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124997
免疫原	ヒトWDR81 (NP_001157281.1) のアミノ酸340-620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q562E7
タンパク質分子量	212kDa
配送	氷袋