


Ihc-P、Elisa用抗Wee1モノクローナル抗体 - P30291

商品番号: CM0007328



前書き

ヒトWEE1に対するウサギモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。G2/Mチェックポイント制御および細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WEE1 Rabbit mAb
備考/別名	WEE1A, WEE1hu, WEE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7465
遺伝子ID	7465
免疫原	ヒトWEE1 (NP_003381.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
モノクローナル抗体	
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P30291
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスパック