

Anti-Wfdc1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Hc57

商品番号: CM0021306

前書き

分泌型増殖抑制因子であるWFDC1/PS20を標的とするラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。がん研究およびプロテアーゼインヒビターの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WFDC1 Rabbit pAb
備考/別名	PS20; WFDC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58189
GeneID	58189
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWFDC1 (NP_067020.2) のアミノ酸111-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC57
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋