

Wb、If-P、Elisa用 抗Wfs1 モノクローナル抗体 - O76024

商品番号: CM0006356

前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトWFS1（Wolf ramin）を検出し、ラットとも交差反応します。WB、IF-P、ELISAに適しています。小胞体ストレス、カルシウムシグナリング、ウォルフラム症候群に関する研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WFS1 ウサギ mAb
備考/別名	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT4I; WFS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7466
遺伝子ID	7466
免疫原	ヒトWFS1 (NP_001139325.1) のアミノ酸70-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O76024
タンパク質分子量	100 kDa
発送	保冷バッグ