

Wb、If/Icc、Elisa用抗Wfs1ポリクローナル抗体 - O76024

商品番号: CM0023801

前書き

ヒトWFS1（ウォルフラミン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのWFS1を検出します。小胞体ストレス、カルシウム恒常性、ウォルフラム症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WFS1 ウサギ pAb
別名	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7466
遺伝子ID	7466
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWFS1 (NP_005996.2) のアミノ酸1〜285番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76024
タンパク質分子量	100kDa
輸送方法	氷袋