

Anti-Whrn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P202

商品番号: CM0015537



前書き

ヒト WHRN (whirlin) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適用可能。ヒトおよびマウスのwhirlinタンパク質を認識します。聴覚、視覚、およびアッシャー症候群の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WHRN Rabbit pAb
備考/別名	WI; CIP98; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25861
遺伝子ID	25861
免疫原	ヒト WHRN (NP_056219.3) のアミノ酸708-907に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P202
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスパック