


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Wif1ポリクローナル抗体 - Q9Y5W5

商品番号: CM0013468



前書き

WIF1ウサギpAb（Wnt阻害因子1）は、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗体です。中胚葉分節に参与するWntシグナル伝達の分泌性阻害因子である、ヒト、マウス、ラットのWIF1と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIF1 Rabbit pAb
備考 / 別名	WIF-1; WIF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11197
遺伝子ID	11197
免疫原	ヒトWIF1 (NP_009122.2) のアミノ酸29-220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5W5
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤