

Wb、Elisa用 抗Wif1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y5W5

商品番号: CM0010333



前書き

ヒトWIF1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのWIF1を認識。Wntシグナル阻害研究に最適。免疫原：ヒトWIF1（UniProt Q9Y5W5）のアミノ酸280-379内の合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIF1ウサギmAb
備考/別名	WIF-1; WIF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11197
GeneID	11197
免疫原	合成ペプチド ヒトWIF1 (Q9Y5W5) のアミノ酸280-379に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5W5
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ