


Anti-Wif1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

商品番号: CM0007194



前書き

ヒト WIF1 に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISA で検証済み。マウスと交差反応します。分泌型 WNT シグナル伝達アンタゴニストである Wnt 阻害因子 1 を標的とします。発生およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIF1 Rabbit mAb
備考/別名	WIF-1; WIF1
種	ヒト
遺伝子ID	11197
免疫原	ヒト WIF1 (NP_009122.2) のアミノ酸 29-379 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5W5
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ