


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Wif1 ラビットポリクローナル抗体 - Q9Y5W5

商品番号: CM0028753



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のヒトWIF1 (Wnt inhibitory factor

1) に対する信頼性の高いラビットポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIF1 ラビット pAb
備考/別名	WIF-1; WIF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11197
GeneID	11197
免疫原	ヒトWIF1 (NP_009122.2) のアミノ酸307-377に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5W5
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋