


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Wipf1ポリクローナル抗体 - O43516

商品番号: CM0023256



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証されたWIPF1ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのWIPF1を認識します。免疫原はaa 400-

500の組換えタンパク質です。アクチン細胞骨格および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIPF1ウサギpAb
備考/別名	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
種	ヒト
GeneID	7456 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43516
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ