

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Wipi1 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Mnz9

商品番号: CM0028704

前書き

WIPI1 ウサギポリクローナル抗体 (Q5MNZ9) は、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。オートファジー研究および体外診断用医薬品原料調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIPI1 ウサギ pAb
備考/別名	ATG18; ATG18A; WIPI49; WIPI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55062
遺伝子ID	55062
免疫原	ヒトWIPI1 (NP_060453.3) のアミノ酸187-446に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5MNZ9
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ