

Wb・Elisa用抗Wipi2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4P8

商品番号: CM0027456



前書き

ヒトWIFI2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジー機構の研究や疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WIFI2 Rabbit pAb
別名	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDSSA; WIFI-2; WIFI2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26100
遺伝子ID	26100
免疫原	ヒトWIFI2 (NP_057087.2) のアミノ酸187～436番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4P8
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋梱包