

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Wisp2ポリクローナル抗体 - O76076

商品番号: CM0026231

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗WISP2ポリクローナル抗体。ヒトWISP2 (CCN5) を標的とし、骨代謝および細胞接着に関与する分泌タンパク質です。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WISP2 Rabbit pAb
備考/別名	CT58; WISP2; CTGF-L
種	ヒト
GeneID	8839
免疫原	ヒトWISP2 (NP_003872.1) のアミノ酸164-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76076
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ