

Wb、Elisa用抗Wlsウサギポリクローナル抗体 - Q5T9L3

商品番号: CM0020167



前書き

ヒトWLS（GPR177/EVI）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達、タンパク質輸送、発生研究に最適です。Camel Bioの品質調達により支えられています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WLSウサギpAb
備考／別名	EVI、MRP、ZKS、GPR177、mig-14、Clorf139、WLS
種	ヒト
GeneID（ヒト）	79971
GeneID	79971
免疫原	ヒトWLS（NP_001002292.3）のアミノ酸43～232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T9L3
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ