

Wb用抗Wnk1モノクローナル抗体 - Q9H4A3

商品番号: CM0004291

前書き

ヒトWNK1 (Q9H4A3)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応
します。血圧調節およびイオン輸送におけるWNK1キ
ナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNK1 Rabbit mAb
備考/別名	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65125
免疫原	合成ペプチド - ヒトWNK1 (Q9H4A3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H4A3
タンパク質分子量	251kDa
配送	アイスバッグ