


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Wnk1ポリクローナル抗体 - Q9H4A3

商品番号: CM0024580



前書き

ヒトWNK1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みです。WNK1は、血圧、イオン恒常性、細胞体積を調節するWNK-SPAK/OSR1カスケードにおける重要なキナーゼであり、腎臓および心血管研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNK1 ウサギ pAb
備考/別名	KDP, PSK, p65, HSN2, HSAN2, PRKWNK1, PPP1R167, WNK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65125
GeneID	65125
免疫原	ヒトWNK1のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055638.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H4A3
タンパク質分子量	251 kDa
発送条件	氷袋