


WbおよびElisa用抗Wnk1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H4A3

商品番号: CM0017583



前書き

ヒトWNK1（KDP、p65、HSN2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。イオン恒常性、血圧調節、細胞容積応答に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	WNK1ウサギpAb
備考／別名	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	65125
遺伝子ID	65125
免疫原	ヒトWNK1（NP_055638.2）のアミノ酸1〜210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H4A3
タンパク質分子量	251 kDa
輸送	保冷バッグ