

抗Wnk3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Byp7

商品番号: CM0016512



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのWNK3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWNK3を検出します。電解質恒常性や細胞容積調節の研究に最適です。CamelBioのIVD原材料ポートフォリオより提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNK3 Rabbit pAb
別名	PRKWNK3; WNK3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	65267
GeneID	65267
免疫原	ヒトWNK3（NP_065973.2）のアミノ酸500～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYP7
タンパク質分子量	198kDa
輸送方法	水袋