

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Wnt1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P04628

商品番号: CM0023178

### 前書き

ヒトWNT1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。Wntシグナル伝達、神経発生、骨生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | WNT1 ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名      | INT1; OI15; BMND16; WNT1                                        |
| 種          | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7471                                                            |
| 遺伝子ID      | 7471                                                            |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトWNT1 (NP_005421.1) のアミノ酸231-370に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS      | P04628                                                          |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                                           |
| 発送         | 保冷バッグ                                                           |