

Wb・Elisa用抗Wnt10Aポリクローナル抗体 - Q9Gzt5

商品番号: CM0015837

前書き

ヒトWNT10Aに対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。Wntシグナル伝達、外胚葉異形成、歯の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT10A Rabbit pAb
別名	OODD; SSPS; ECTD16; STHAG4; WNT10A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80326
GeneID	80326
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZT5
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤