

抗Wnt16ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Ubv4

商品番号: CM0002754

前書き

ヒトWnt16 (WNT16)
を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済みであり、マウスおよびラット
との交差反応性を有します。発生シグナル伝達やWnt
経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Wnt16 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	WNT16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51384
遺伝子ID	51384
免疫原	合成ペプチド：ヒトWnt16 (Q9UBV4) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBV4
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスバッグ