

抗Wnt2ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa) - P09544

商品番号: CM0006647

前書き

ヒトWNT2に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT2 Rabbit mAb
備考/別名	IRP; INTILI; WNT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7472
遺伝子ID	7472
免疫原	合成ペプチド ヒトWNT2のアミノ酸231-330の配列に対応する合成ペプチド (NP_003382.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P09544
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスバッグ