

Anti-Wnt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

商品番号: CM0028769

前書き

ヒトWNT2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナリング、胚発生、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT2 Rabbit pAb
備考/別名	IRP; INTILI; WNT2
種	ヒト
遺伝子ID	7472
免疫原	ヒトWNT2 (NP_003382.1) のアミノ酸26-360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09544
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋