

## Wb、Elisa用 抗Wnt2B モノクローナル抗体 - Q93097

商品番号: CM0003376

前書き

WNT2B (WNT13)  
に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのWNT2Bを検出。Wntシグナル伝達および肺発生研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | WNT2B ウサギ mAb                                     |
| 備考/別名       | WNT13; WNT2B                                      |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 7482                                              |
| 免疫原         | ヒトWNT2B (Q93097) のアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                         |
| 適用          | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | Q93097                                            |
| タンパク質分子量    | 44kDa                                             |
| 発送          | 保冷バッグ                                             |