

Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Wnt3Aモノクローナル抗体 - P56704

商品番号: CM0009692



前書き

ヒトWNT3Aタンパク質に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT3a ウサギmAb
備考/別名	WNT3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89780
GeneID	89780
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56704
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤