

Ihc-P、Elisa用抗Wnt3Aポリクローナル抗体 - P56704

商品番号: CM0017324



前書き

ヒトWNT3Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAでの使用が検証済みです。ラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適です。UniProt P56704。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT3A ウサギ pAb
備考/別名	WNT3A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	89780
GeneID	89780
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWNT3A (NP_149122.1) のアミノ酸1-352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P56704
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤