

Wb、Elisa対応 抗Wnt4ポリクローナル抗体 - P56705

商品番号: CM0027524

前書き

ヒトWNT4に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、泌尿生殖器・肺発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT4 ウサギpAb
略号/別名	WNT-4; SERKAL; WNT4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54361
GeneID	54361
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56705
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	水袋