

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Wnt5Aモノクローナル抗体 - P41221

商品番号: CM0002578

前書き

ヒトWNT5Aを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトWNT5Aに特異的で、分子量は42kDaです。Wntシグナリングおよび発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT5A Rabbit mAb
備考/別名	hWNT5A, WNT5A
種	ヒト (Human)
GeneID	7474
免疫原	合成ペプチド（ヒトWNT5Aのアミノ酸281-380、P41221）
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	P41221
タンパク質分子量	42kDa
配送条件	氷袋