

Wb用Anti-Wnt5Aウサギポリクローナル抗体 - P41221

商品番号: CM0017412

前書き

ヒトWNT5A（aa 116-215）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。発生およびがんに関与する主要なWntシグナルリガンドであるヒト、マウス、ラットWNT5Aを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT5AウサギpAb
備考/別名	hWNT5A; WNT5A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7474
GeneID	7474
免疫原	合成ペプチド ヒトWNT5A（NP_003383.4）のアミノ酸116-215内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41221
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ