

Anti-Wnt5B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

商品番号: CM0028869

前書き

ヒトWNT5B (SWISS: Q9H1J7) を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。Wntシグナリングおよび発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT5B Rabbit pAb
備考/別名	WNT5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81029
GeneID	81029
免疫原	ヒトWNT5B (NP_110402.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1J7
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋