


WbおよびElisa用 抗Wnt7A ウサギポリクローナル抗体 - O00755

商品番号: CM0025796



前書き

ヒトWNT7Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。カノニカルWnt/ β -カテニンシグナル伝達経路における分泌型リガンドWnt-7aを標的とし、胚発生や中枢神経系の血管新生に重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT7A ウサギ pAb
備考/別名	Wnt-7a; WNT7A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7476
GeneID	7476
免疫原	合成ペプチド ヒトWNT7A (NP_004616.2) のアミノ酸101-200に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00755
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ