

WbおよびElisa用 抗Wnt9Aウサギポリクローナル抗体 - O14904

商品番号: CM0025473

前書き

CamelBioの抗WNT9Aウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのWNT9Aを認識します。WNT9Aは、骨の発達と関節の完全性に重要なWntシグナル伝達リガンドです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT9A Rabbit pAb
備考/別名	WNT14; WNT9A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7483
遺伝子ID	7483
免疫原	ヒトWNT9A (NP_003386.1) のアミノ酸250-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14904
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ