

Anti-Wrap53 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bur4

商品番号: CM0020653



前書き

ヒトWRAP53（TCAB1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応し、マウスと交差反応します。テロメア生物学、カハール体、DNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WRAP53 Rabbit pAb
備考/別名	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55135
GeneID	55135
免疫原	ヒトWRAP53（NP_060551.2）のアミノ酸62～160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BUR4
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤