

Anti-Wrn ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14191

商品番号: CM0025599



前書き

ヒトWRNに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ウェルナー症候群ヘリカーゼ/エキソヌクレアーゼのC末端領域（aa 1223-1432）を標的とし、DNA修復およびゲノム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WRN Rabbit pAb
備考/別名	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7486
GeneID	7486
免疫原	ヒトWRN (NP_000544.2) のアミノ酸1223-1432に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14191
タンパク質分子量	162kDa
配送	アイスパック