

Wb、Elisa用 抗Wsb1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Y6I7

商品番号: CM0013988

前書き

ヒトWSB1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。WDリピートとSOCSボックスを含むタンパク質1（E3ユビキチンリガーゼ複合体の構成要素で、プロテアソーム分解に関与）を認識します。 - Q9Y6I7

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WSB1 ウサギ pAb
備考/別名	SWIPI; WSB-1; WSB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26118
GeneID	26118
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWSB1 (NP_056441.6) のアミノ酸182-421に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6I7
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ