


WbおよびElisa用 抗Wstfウサギモノクローナル抗体 - Q9Uig0

商品番号: CM0008715



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のウサギモノクローナル抗WSTF抗体。ヒト、マウス、ラットのWSTFを認識します。クロマチンリモデリングおよびDNA損傷応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	WSTF ウサギ mAb
備考/別名	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9031
GeneID	9031
免疫原	合成ペプチド： ヒトWSTF (Q9UIG0) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIG0
タンパク質分子量	171kDa
発送方法	保冷バッグ